# Определение температуры Кюри гадолиния

Шмаков Владимир Б04-105 Сентябрь, МФТИ

# Введение


Целью данной работы является изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости. Данные, полученные в работе, позволят вычислить температуру Кюри  $\Theta_p$  и парамагнитную температуру  $\Theta_k$ .

Эффект изменения магнитой восприимчивости вещества от температуры может быть использован для проектирования датчиков, измеряющих температуру окружающей среды.

Более широкое применение получил обратный эффект - эффект изменения температуры вещества от приложения внешнего магнитного поля(*магнитное охлаждение*). Существуют методы получения сверхнизких температур( $< 1 \, \mathrm{K}$ ), основанные на данном эффекте.

# Основные сведения о зависимости магнитной восприимчивости от температуры

**Парамагнетики** - вещества, атомы которых обладают магнитным моментом в отсутствие внешенего магнитного поля:



Пусть атомы некоторого парамагнетика обладают магнитным моментом  $\mathfrak{m}_a$ . Приложим внешнее поле B. Тогда энергия каждого из атомов определяется как скалярное произвдение  $(\vec{B},\vec{\mathfrak{m}_a})$ . Максимальное значение данного произвдения  $U_{max}=B\mathfrak{m}_a$ .

Вещество находится в состоянии равновесия → энергия атомов подчиняется распределению Гиббса:

$$dn \propto e^{-\frac{U(\alpha)}{k_{\rm B}T}} d\alpha$$
 (1)

Разложим экспоненту по формуле тейлора, получим:

$$n_+ = n_0 e^{\mathfrak{m}_a B/k_{\mathrm{B}} T} pprox n_0 \left(1 + rac{\mathfrak{m}_a B}{k_{\mathrm{B}} T}
ight) \quad n_- pprox n_0 \left(1 - rac{\mathfrak{m}_a B}{k_{\mathrm{B}} T}
ight)$$

Где  $n_+$  - количество атомов, магнитный момент которых сонаправлен с внешним магнитным полем.

Из условия  $n_+ + n_- = n$  находим, что нормировочная константа  $n_0 = n/2$ .

Таким образом суммарный магнитный момент есть

$$M=n_+\mathfrak{m}_a-n_-\mathfrak{m}_a=rac{\mathfrak{m}_a^2n}{k_{
m B}T}B=rac{B}{\chi}$$

Таким образом, получили закон Кюри:

$$\chi \propto \frac{1}{T} \tag{5}$$

# **Методика**

#### Оборудование

В эксперименте используется следующее оборудование:

- Катушка
- Образец из гадолиния
- Термостат
- Частотометр
- Цифровой вольтметр
- LC автогенератор
- Термопара медь-констатан

#### Экспериментальная установка




Схема экспериментальной установки изображена выше.

«Ядром» установки является автогенератор(LC контур). В катушку помещен образец гадолиния.

Таким образом велиина ее индукции изменяется в зависимости от магнитной восприимчивости образца:

$$L - L_0 \propto \chi$$
 (0)

Период колебаний LC контура находится по формуле:

$$\tau = 2\pi\sqrt{LC} \tag{1}$$

Таким образом, преиод колбеаний без образца есть

$$\tau_0 = 2\pi\sqrt{L_0C} \tag{2}$$

Из формул 0,1,2 понимаем, что величина  $\chi$  пропорцианально разности квадратов периодов колебаний  $\tau$  и  $\tau_0$ :

$$\tau^2 - \tau_0^2 \propto L - L_0 \propto \chi \tag{3}$$

Таким образом, при выполении закона Кюри - Вейсса:

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} \propto T - \Theta_p \tag{4}$$


# Обработка результатов эксперимента

#### Предварительный график

Для каждого измерения вычислим величину

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2}$$

Построим график зависимости данной вличины от температуры:



На графике видим характерный излом - отклонение от линейной зависимости.

## Линейная интерполяция

Из предварительного графика понимаем, что линейная зависимость ломается около четвертой точки. Интерполируем точки 5-15 методом наименьших квадратов. Получим:

Коэффициент наклона  $lpha = 0.031 \pm 0.0005$ Пересечение с осью y:  $eta = -0.5 \pm 0.01$ 

Теперь можем найти пересечение линейной интерполяциии с осью x. Найденная точка является искомой температурой  $\Theta_p$ :


$$\Theta_p = -rac{eta}{lpha}$$

Оценив погрешность получаем:  $\Theta_p = 17 \pm 1~{}^{\circ}C$ 

Используя участок нелинейной зависимости можем оценить температуру максимальной намагниченности Θ. К сожалению, на этом участке всего 4 экспериментальные точки, поэтому достоверно восстановить исходную зависимость не является возможным. Попробую провести наилучшую прямую через данные точки.

#### Итоговый график

Построим график по полученным данным. Нанесём на него вышеописанные прямые:



#### Сравним полученные значения с табличными

Согласно источнику википедия температура Кюри Gd составляет примерно  $19~^{\circ}C$ . В эксперименте нашли парамгнитную температуру  $\Theta_p=17\pm1~^{\circ}C$ . Как видим величина  $\Theta_p$  близка к  $\Theta_k$ . И они отличаются лишь на 5%.

По участку графика, отклоняющемуся от линейной зависимости, оценили величину  $\Theta$  - температуру максимальной намагниченности. По нашим данным она составила примерно  $5^{\circ}C$ .

Согласно источнику википедия, данная температура составляет примерно  $4.9^{\circ}C$ . Таким образом экспериментально вычисленное значение  $\Theta$  совпало с табличным.

# Вывод

Удалось вычислить величину  $\Theta_p$ . Как и ожидалось, она оказалась близка к температуре Кюри. Их различие составило всего 5%.

Погрешность измерения  $\Theta_p$  составила  $\sim 6\%$ .

Помимо  $\Theta_p$  удалось вычислить температуру максимальной намагниченности гадолиния. Получилось  $\Theta=5~^{\circ}C$ .

# Приложение

## Данные, полученные в ходе работы:

	tau [mus]	T [C]	deltaU [mV]
0	7.970000	14.200000	-0.012000
1	7.948000	15.070000	-0.015000
2	7.861500	17.120000	-0.015000
3	7.729300	19.100000	-0.018000
4	7.540100	21.090000	-0.020000
5	7.338700	23.080000	-0.022000
6	7.211700	25.090000	-0.019000
7	7.156100	27.070000	-0.020000
8	7.113000	29.070000	-0.020000
9	7.078000	31.080000	-0.020000
10	7.060000	33.060000	-0.020000
11	7.038000	35.060000	-0.020000
12	7.032200	37.040000	-0.020000
13	7.018400	39.030000	-0.020000
14	7.014700	40.000000	-0.020000

#### Ссылки

Программа для рассчетов может быть найдена в репозитории:

https://github.com/ShmakovVladimir/Labs

Табличные значения взяты из википедии